


ROHO AIRLITE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALTURA + ALTA
ALTURA + BAIXA

9,5cm
5cm

PESO MÁX UTILIZADOR

136kg

CAPAS DISPONÍVEIS
Standard (látex,
impermeável, respirável, elástica e lavável)

MATERIAL
Espuma poliuretano com células
de polietileno embutidas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Imersão



Envolvimento



Alívio pressão



Proteção de pele



Estabilidade




Posicionamento

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A ROHO AIRLITE é uma almofada que não precisa de manutenção. A base de espuma suave e confortável possui uma camada de alvéolos de ar embutidas, que permitem que a almofada se molde ao corpo do utilizador, prevenindo o desenvolvimento de lesões provocadas por pressão. O seu contorno anatômico oferece maior conforto e segurança.

MATRIZ DE TAMANHOS



TAMANHOS ALMOFADAS

■ STANDARD

