

ROHO CONTOUR SELECT



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO	1,4kg
ALTURA	5cm, 8cm e 10cm
LAVAGEM	água morna e sabão neutro
PESO MÁX UTILIZADOR	sem limite peso
CAPAS DISPONÍVEIS	Standard (elástica)
MATERIAL	Neopreno hipo alergénico Espuma com contorno anatómico, hidrofóbica
PROFUNDIDADE DE IMERSÃO	4,4cm


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Imersão	
 Envolvimento	
 Alívio pressão	
 Proteção de pele	
 Estabilidade	
 Posicionamento	

DESCRIÇÃO TÉCNICA

O design com contorno anatómico da CONTOUR SELECT combinado o controlo ISOFLO® permite um novo nível de controlo posterior e estabilidade nunca antes atingidas numa almofada de ar.

MATRIZ DE TAMANHOS



TAMANHOS ALMOFADAS

■ STANDARD

