

ROHO HYBRID ELITE (DUAL COMPARTMENT)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO	1,4kg
ALTURA	11cm
LAVAGEM	água morna e sabão neutro
PESO MÁX UTILIZADOR	225kg
CAPAS DISPONÍVEIS	Standard (elástica) Heavy Duty (incontinência)
MATERIAL	Neopreno hipo alérgico Espuma com contorno anatômico, hidrofóbica
PROFUNDIDADE DE IMERSÃO	7cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imersão	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Envolvimento	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Alívio pressão	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Proteção de pele	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Estabilidade	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Posicionamento	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A Hybrid Elite de dois compartimentos combina, numa almofada, as propriedades únicas dos alvéolos de ar da ROHO com as propriedades estruturais da espuma. Os alvéolos de ar oferecem uma redistribuição de pressão na zona pélvica graças aos dois compartimentos independentes, que permitem controlar a quantidade de ar presente, ajustando-se, assim, à forma do utilizador e à sua posição ideal. Por outro lado, a espuma oferece uma base firme com contorno anatômico que promove o correto alinhamento dos membros inferiores e garante maior estabilidade.



MATRIZ DE TAMANHOS

	14	15	16	17	18	20	22	24
14								
15								
16								
17								
18								
20								
22								

TAMANHOS ALMOFADAS

- STANDARD
- SOBRE CONSULTA