

# ROHO HYBRID SELECT



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO	~1,45kg
ALTURA + ALTA	13cm
ALTURA + BAIXA	6,4cm
LAVAGEM	água morna e sabão neutro
PESO MÁX UTILIZADOR	225kg
CAPAS DISPONÍVEIS	Standard (elástica)
MATERIAL	Neopreno hipo alérgénico Espuma com contorno anatómico, hidrofóbica
PROFUNDIDADE DE IMERSÃO	7cm

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Imersão</b>	
<b>Envolvimento</b>	
<b>Alívio pressão</b>	
<b>Proteção de pele</b>	
<b>Estabilidade</b>	
<b>Posicionamento</b>	

### DESCRIÇÃO TÉCNICA

A Hybrid Slect é a almofada mais avançada da família das híbridas, que proporciona ao utilizador estabilidade e um ótimo posicionamento posterior. Oferece ainda a possibilidade de retirar um conjunto de alvéolos de ar na zona do cóccix. Aliada a isto, conta ainda com o sistema ISOFLO memory Control que permite controlar a quantidade de ar nos três compartimentos de alvéolos. É composta ainda por uma base em espuma de alta resiliência com contornos profundos promovendo uma maior estabilidade lateral.



### MATRIZ DE TAMANHOS

	14	15	16	17	18	20
14	■	■	■	■	■	■
15	■	■	■	■	■	■
16	■	■	■	■	■	■
17	■	■	■	■	■	■
18	■	■	■	■	■	■
20	■	■	■	■	■	■

### TAMANHOS ALMOFADAS

■ STANDARD

