

ROHO LTV



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO	0,2kg
ALTURA	2,5 a 5,5cm
LAVAGEM	sabão neutro e água
PESO MÁX UTILIZADOR	133kg
CAPAS DISPONÍVEIS	respirável, elástica, lavável com base antiderrapante
MATERIAL	fabricada em polivinil

TAMANHO DISPONÍVEL
45,5cmx40,5cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Imersão	
Envolvimento	
Alívio pressão	
Proteção de pele	
Estabilidade	
Posicionamento	NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A ROHO LTV com Shape Fitting Technology® não é uma almofada para fins médicos, mas sim de conforto, indicada para pessoas que passam longos períodos de tempo sentadas fora da sua cadeira de rodas. É extremamente leve e fácil de transportar, possui alvéolos de ar individuais e interligados que permitem a circulação do ar e a sua distribuição uniforme. Indicada para uso em: bancos de carro, avião, estádios/eventos, em casa, local de trabalho, salas de espera.