

ROHO MOSAIC



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO 0,6kg

ALTURA 7,5cm

LAVAGEM sbão neutro e água

PESO MÁX UTILIZADOR 143kg

CAPAS DISPONÍVEIS elástica, respirável e lavável

MATERIAL alvéolos de ar em polivinil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Imersão



Envolvimento



Alívio pressão



Proteção de pele



Estabilidade



Posicionamento



DESCRIÇÃO TÉCNICA

A ROHO MOSAIC é uma almofada com alvéolos de ar interligados que são fáceis de insuflar e ajustar. Promove o conforto e minimiza o aparecimento de lesões por pressão proporcionando um ambiente confortável, funcional e estável.

MATRIZ DE TAMANHOS

	13	14	15	16	17	18	19	20
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

TAMANHOS ALMOFADAS

STANDARD

