


ROHO SHOWER/COMMODE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO	
ALTURA	5,5cm
LAVAGEM	água e sabão neutro
PESO MÁX UTILIZADOR	Sem limite de peso
MATERIAL	neoprene resistente ao fogo M2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Imersão	
 Envolvimento	
 Alívio pressão	
 Proteção de pele	
 Estabilidade	
 Posicionamento	

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A Shower/Commode é para uso em cadeiras de banho e/ou sanitárias, usa a tecnologia exclusiva DRY FLOATATION oferecendo maior conforto e proteção.

TAMANHO DISPONÍVEL

