

ROHO SHOWER/COMMODE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO	
ALTURA	5,5cm
LAVAGEM	água e sabão neutro
PESO MÁX UTILIZADOR	Sem limite de peso
MATERIAL	neoprene resistente ao fogo M2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 Imersão						
 Envolvimento						
 Alívio pressão						
 Proteção de pele						
 Estabilidade						
 Posicionamento	<table><tr><td>NÃO APLICÁVEL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NÃO APLICÁVEL				
NÃO APLICÁVEL						

DESCRIÇÃO TÉCNICA

A Shower/Commode é para uso em cadeiras de banho e/ou sanitárias, usa a tecnologia exclusiva DRY FLOATATION oferecendo maior conforto e proteção.

TAMANHO DISPONÍVEL

